

Solutions for better hearing

dry go

audifon dry go





audifon Solutions for better hearing

dry go ist audifons Lösung für die schnelle und effektive Trocknung elektronischer Geräte. Die einfach zu bedienende Trockenstation bietet schonende Trocknung und sichere Handhabung. Dank Betrieb über USB ist dry go der ideale Begleiter auf Reisen und unterwegs.

Produktspezifikation

- Prozessorsteuerung aller Funktionen
- Effiziente Trocknung durch Konvektion warmer Luft
- Zweikreisheizung mit automatischer Raumtemperaturanpassung
- Trockentemperatur $50^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$
- Sensortaste berühren für 4-Stunden-Komfort-Trocknung
- Sensortaste 3 Sekunden berühren für manuelle Abschaltung
- Automatische Abschaltung nach Ende des Trockenprogramms
- Automatische Sicherheitsabschaltungen bei Temperaturen über 70°C
- Betrieb auf 5V-USB-Basis über mitgeliefertes USB-Schaltnetzteil oder USB-2.0-Anschluss
- Sehr geringer Stromverbrauch:
max. Leistung: 2,5W, Stand-by: $<0,1\text{W}$

Schaltnetzteil

- Elektronisches Schaltnetzteil (Klasse V) mit USB-Anschluss und USB-Kabel (1 m)
- Eingang: 100–240V, AC 50/60 Hz
- Ausgang: 5V, DC, 1A, Adapter EU/UK/US/AUS auf Anfrage erhältlich

Abmessungen

- L 92 mm x B 76 mm x H 37 mm

Gewicht

- netto: 147g

Lieferumfang

- dry go, USB-Netzteil, USB-Kabel
- Transportbeutel
- Bedienungsanleitung

Herstellergarantie

2 Jahre ab Lieferung

Vertrieb

audifon GmbH & Co. KG
Werner-von-Siemens-Straße 2
99625 Kölleda
Deutschland

Telefon +49-3635-4056-590
Fax +49-3635-4056-589

contact@audifon.com



Hersteller:

flow-med GmbH · Neckarweg 7 · 71139 Ehningen · Deutschland
Telefon +49-7034-2774-718 · info@flow-med.com · www.flow-med.de