

Solutions for better hearing

dry star UV 2

# audifon dry star UV 2





## audifon Solutions for better hearing

dry star UV2 ist eine elektronische Trockenstation mit zusätzlichem UV-C Licht für hygienische Reinigung. Das einfach zu bedienende Gerät trocknet und pflegt alle Arten von elektronischen Geräten schonend und sicher.

### Produktspezifikation

- Prozessorsteuerung aller Funktionen
- Effiziente Trocknung durch Konvektion warmer Luft
- Trockentemperatur 50 °C ±3 °C
- Sensortaste berühren für 4-Stunden-Komfort-Trocknung
- Automatische Abschaltung nach Ende des Trockenprogramms
- Sensortaste 3 Sekunden berühren für manuelle Abschaltung
- Automatische Sicherheitsabschaltungen bei Temperaturen über 70 °C
- Hygienische Reinigung: Durch 4 min UV-C Licht mit 253,7 nm Wellenlänge werden 99,9% aller gängigen Keime und Bakterien wirksam eliminiert
- Sehr geringer Stromverbrauch: Durchschnitt 2,5 W, max. Leistung (UV-C) 4 W, Stand-by < 0,1 W

### Schaltnetzteil

- Elektronisches Schaltnetzteil (Klasse V) mit USB-Anschluss + USB-Kabel 1,0 m
- Eingang: 100-240V, AC 50/60 Hz
- Ausgang: 5 V, 1 A, Adapter EU/UK/US/AUS; auf Anfrage erhältlich

### Abmessungen

- L 123 mm x B 90 mm x H 36 mm

### Gewicht

- netto: 166 g

### Lieferumfang

- dry star UV2
- USB-Netzteil, USB-Kabel
- Hardcover, Bedienungsanleitung

### Herstellergarantie

2 Jahre ab Lieferung

### Vertrieb

audifon GmbH & Co. KG  
Werner-von-Siemens-Straße 2  
99625 Kölleda  
Deutschland

Telefon +49-3635-4056-590  
Fax +49-3635-4056-589

contact@audifon.com



Hersteller:  
flow-med GmbH · Neckarweg 7 · 71139 Ehningen · Deutschland  
Telefon +49 7034-2774-718 · info@flow-med.com · www.flow-med.de

www.audifon.com

