

# SO SMART KANN HÖREN SEIN

●● Die audifon Wings-Hörsysteme



## AUDIFON WINGS – VIELFÄLTIGE, SMARTE FUNKTIONEN!

Wir bieten Ihnen Hörsysteme, die Sie auf einfachste Art und Weise mit Ihrem Smartphone verbinden und mit der audifon-App steuern können.

**DAS HÖRSYSTEM FÜR ALLE, DIE SICH  
SMART VERNETZEN WOLLEN:**

- ✓ Made in Germany
- ✓ Verbindung zum Smartphone
- ✓ Direkt telefonieren über Bluetooth
- ✓ Optional mit Akku-Betrieb



reddot winner 2022

SMARTER  
LEBEN KANN  
SO EINFACH  
SEIN.



BEREIT  
FÜR DEN  
TAG!

## LEISTUNGSSTARK UND KOMFORTABEL DANK NEUESTER AKKU-TECHNOLOGIE.

Nach nur 2,5 Stunden Ladezeit sind sie bereit für den Tag: lewi R Li / risa R Li sind wiederaufladbare Hinter-dem-Ohr-Hörsysteme mit externem Hörer, deren Funktionalität auf unseren bewährten Wings Chip setzt. Genießen Sie den Komfort eines Lithium-Ionen-Akkus kombiniert mit der Wireless-Bluetooth-Technologie. Batteriewechsel war gestern.

- ✓ Leistungstark: 28 mAh Lithium-Ionen Batterie-Technologie für bis zu 23 Stunden wireless Streaming
- ✓ Intuitiv: wireless Funktechnologie, voll integriert mit Bluetooth und 2,4 GHz Funkfrequenz
- ✓ Komfortabel: Kopplung der Hörsysteme mit dem Smartphone
- ✓ Nachhaltig: kein Batteriewechsel
- ✓ Flexibel: Ladestation ermöglicht dank Powerbank bis zu 3x Wiederaufladen







MEHR ALS  
NUR MUSIK  
IN MEINEN  
OHREN.

## AUDIFON WINGS – DIREKTER HÖRGENUSS!

Kristallklarer Sound – ohne störende Nebengeräusche: Dank der übersichtlichen Steuerung der audifon-App wechseln Sie ganz flexibel zwischen dem normalen Hörsystem-Modus und dem Audio Streaming.

- ✓ Telefonieren Sie direkt über Ihre audifon Wings, ohne dafür das Telefon in die Hand nehmen zu müssen
- ✓ Genießen Sie Musik oder Hörbücher ohne störende Nebengeräusche
- ✓ Mit dem **audifon multistreamer pro** können Sie sogar den Ton Ihres Fernsehers unmittelbar über Ihr Hörsystem abspielen

Hinweis: Direktes Streaming ohne Zubehör ist ausschließlich bei iOS-Geräten sowie neueren Android-Smartphones möglich. Zum Streamen von anderen Audio-Quellen (z. B. TV) ist Zubehör empfehlenswert, siehe Seite 15.



TECHNIK,  
DIE MICH  
BEGEISTERT.

## ZWEIFACH EINFACH: DIE AUDIFON WINGS HÖRSYSTEME.

audifon Wings ist in zwei attraktiven Bauformen erhältlich: als leistungsstarkes Standard-Hörsystem sowie als nahezu unsichtbares Hörsystem mit Hörereinheit.

### audifon Wings Hinter-dem-Ohr-Hörsystem

- ✓ Leichte Bedienung und Handhabung
- ✓ Perfekter Sitz



### audifon Wings Hinter-dem-Ohr-Hörsystem mit Hörereinheit

- ✓ Mit Batterie- oder Akku-Technologie verfügbar
- ✓ Leichte Bedienung und Handhabung
- ✓ Kaum spürbar und sehr dezent
- ✓ Mit noch natürlicherem Klang



Beide Modelle sind in zwei verschiedenen Komfort-Optionen verfügbar. Mehr erfahren Sie auf Seite 13.

## AUDIFON WINGS – DER INTELLIGENTE ALLTAGSHELFER.

audifon Wings vereinen exzellente Klangqualität mit einer Vielzahl komfortabler Funktionen:

- ✓ **FERNSTEUERUNG**  
Verwenden Sie die audifon-App als Fernsteuerung und regeln Sie Klang, Lautstärke und vieles mehr.
- ✓ **HÖRSYSTEM-FINDER**  
Immer auffindbar: Verlegte Hörsysteme lassen sich dank der audifon-App einfach und schnell aufspüren.
- ✓ **HÖRSITUATIONEN SPEICHERN**  
Speichern Sie oft genutzte Einstellungen als Favoriten und koppeln Sie diese an bestimmte Orte. Die App fügt Ihre Favoriten den Hörprogrammen hinzu und stellt diese automatisch in der entsprechenden Umgebung ein.
- ✓ **LIVE-MIKROFON**  
Blenden Sie störende Umgebungsgereusche aus, indem Sie Ihr iPhone als zusätzliches Mikrofon verwenden.

Hinweis: Android-Smartphones benötigen für einige Funktionen Zubehörprodukte – siehe Seite 15.





## SO SMART KANN HÖREN SEIN.



## AUDIFON WINGS HÖRSYSTEME.

	audifon risa	audifon lewi
Akku-Technologie	✓	✓
audifon App	✓	✓
Audio Streaming*	✓	✓
Fernsteuerung	✓	✓
Live Mikrofon*	✓	✓
Hörsystem-Finder	✓	✓
Komfort-Serienausstattung für gutes Hören	✓	✓
Automatische Erkennung und Adaption auf die Hörsituation	✓	✓
Verbesserte Erkennung und Reduktion von Nebengeräuschen		✓
Automatische Musikerkennung		✓
Erkennung vielfältiger Hörsituationen		✓
Automatischer Seitenabgleich der Komfort-Funktionen		✓

\*Bei älteren Android-Smartphones empfehlen wir den audifon multistreamer pro.



## KRISTALLKLARER KLANG – DANK AUDIFON MULTI- STREAMER PRO.

Mit diesem perfekt abgestimmten Zubehör holen Sie noch mehr aus Ihren audifon Wings heraus: Der **audifon multistreamer pro** ermöglicht Ihnen das Abspielen externer Audio-Quellen direkt über Ihre Hörsysteme.

### FÜR ALLE, DIE PERFEKTEN KLANG SCHÄTZEN:

- ✓ Kristallklarer Klang des TV-Tons
- ✓ Musik und Hörbücher in Ihre Hörsysteme streamen
- ✓ Weiter entfernte Gesprächspartner mühelos verstehen
- ✓ Freihändig telefonieren





# HÖRSYSTEME „MADE IN GERMANY“.

**audifon** entwickelt und produziert am Qualitätsstandort Deutschland moderne und leistungsstarke Hörsysteme. Auf unsere bewährten Hörsystem-Technologien vertrauen Menschen weltweit in über 65 Ländern.

Überzeugen auch Sie sich von den Vorzügen smarter Hörsystem-Technologie „Made in Germany“! Lernen Sie unsere Wings Hörsysteme kennen.

CE 0297

Die beschriebenen Produkte wurden separaten Konformitätsbewertungen unterzogen und erfüllen die erforderlichen EU-Bestimmungen oder -Richtlinien. Sofern bei der Erfüllung eine notifizierte Stelle involviert war, benennt die vierstellige Nummer die notifizierte Stelle.

MADE IN GERMANY

