

audifon
hearing systems

PARA OÍR DE FORMA INTELIGENTE

●● audífonos audifon Wings



AUDIFON WINGS - VERSÁTIL, FUNCIONAL E INTELIGENTE

Le ofrecemos audífonos que usted puede conectar fácilmente a su smartphone y controlar con la app audifon.

EL AUDÍFONO PARA TODOS LOS QUE QUIEREN CONECTARSE DE FORMA INTELIGENTE:

- ✓ Made in Germany
- ✓ Conexión al smartphone
- ✓ Permite hacer llamadas directamente por Bluetooth
- ✓ También disponible en versión opcional con batería



reddot winner 2022

TECNOLOGÍA
INTELIGENTE QUE
HACE LA VIDA
MÁS FÁCIL.

¡LISTOS
PARA EMPEZAR
EL DÍA!

POTENTE Y CÓMODO GRACIAS AL USO DE BATERÍAS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA.

Tras sólo 2,5 horas de carga, están listos para empezar el día: lewi R Li / risa R Li son audífonos retroauriculares recargables con receptor externo cuya funcionalidad se basa en la probada eficacia de nuestro chip Wings. Disfrute la comodidad de una batería de iones de litio recargable combinada con tecnología Bluetooth inalámbrica. Se acabó el tener que cambiar pilas.

- ✓ Potentes: tecnología de batería de iones de litio de 28 mAh que permite hasta 23 horas de transmisión inalámbrica
- ✓ Intuitivos: tecnología inalámbrica, totalmente integrada con Bluetooth y radiofrecuencia de 2,4 GHz
- ✓ Cómodos: emparejamiento de los audífonos con el smartphone
- ✓ Sostenibles: no hay que cambiar la pila
- ✓ Flexibles: gracias al power bank, la estación de carga permite hasta 3 recargas




AUDIFON WINGS - EL AUTÉNTICO PLACER DE ESCUCHAR

Sonido cristalino sin molestos ruidos de fondo: Gracias al claro control de la app audífon, podrá alternar con flexibilidad entre el modo de audífono normal y el de transmisión de audio.

- ✓ Realice llamadas directamente a través de sus audífon Wings sin necesidad de tener el teléfono en la mano
- ✓ Disfrute de su música o sus audiolibros sin molestos ruidos de fondo
- ✓ Con el **audífon multistreamer pro** podrá incluso reproducir el sonido de su televisor directamente a través de su audífono

Nota: La transmisión directa sin accesorios sólo es posible con dispositivos iOS y con los smartphones Android más recientes. Para la transmisión de otras fuentes de audio (por ejemplo la TV), se recomienda usar un accesorio, ver página 15.



ALGO MÁS QUE
MÚSICA PARA
MIS OÍDOS.

TECNOLOGÍA
QUE ME INSPIRA.

DOBLEMENTE SENCILLOS: AUDÍFONOS AUDIFON WINGS

Los audifon Wings están disponibles con dos atractivos diseños: un potente audifono estándar y un audifono prácticamente invisible provisto de unidad receptora.

audifon Wings Audifono retroauricular

- ✓ Facilidad de uso y de manejo
- ✓ Ajuste perfecto en el oído



audifon Wings Audifono retroauricular con unidad receptora

- ✓ Disponible con pila o con batería recargable
- ✓ Facilidad de uso y de manejo
- ✓ Apenas se nota y es muy discreto
- ✓ Con un sonido aún más natural



Ambos modelos están disponibles con dos opciones de confort distintas. Encontrará más información en la página 13.

AUDIFON WINGS - EL AYUDANTE INTELIGENTE PARA CADA DÍA

Los audifon Wings combinan una excelente calidad de sonido con una multitud de cómodas funciones:

- ✓ **MANDO A DISTANCIA**
Utilice la app audifon como mando a distancia y ajuste con ella el sonido, el volumen y muchas otras cosas.
- ✓ **BUSCADOR DE AUDÍFONOS**
Siempre localizables: La app audifon permite localizar, de modo rápido y fácil, los audífonos extraviados.
- ✓ **GUARDAR SITUACIONES DE ESCUCHA**
Guarde como favoritos los ajustes más utilizados y vincúlelos con ubicaciones específicas. La app agregará sus favoritos a los programas de escucha y los configurará automáticamente en el entorno correspondiente.
- ✓ **MICRÓFONO EN DIRECTO**
Bloquee el ruido ambiental molesto utilizando su iPhone como micrófono adicional.

Nota: Los smartphones con Android necesitan accesorios para poder ejecutar algunas funciones: véase la página 15.



PARA OÍR DE FORMA INTELIGENTE



AUDÍFONOS AUDIFON WINGS

	audifon risa	audifon lewi
Batería recargable	✓	✓
Aplicación de audifon	✓	✓
Transmisión de audio*	✓	✓
Mando a distancia	✓	✓
Micrófono en directo*	✓	✓
Buscador de audífonos	✓	✓
Equipamiento estándar de confort para una buena audición	✓	✓
Reconocimiento automático de la situación de escucha y adaptación a ella	✓	✓
Mejor detección y reducción del ruido de fondo		✓
Reconocimiento automático de música		✓
Reconocimiento de muy diversas situaciones de escucha		✓
Igualación lateral automática de las funciones de confort		✓

*Para smartphones con Android antiguos, recomendamos usar el audifon multistreamer pro.

SONIDO CRISTALINO - GRACIAS A AUDIFON MULTISTREAMER PRO.

Con este accesorio, perfectamente adaptado, sacará aún más partido a sus audifon Wings: El **audifon multistreamer pro** le permite reproducir directamente fuentes de audio externas a través de sus audífonos.

PARA TODOS LOS QUE SABEN APRECIAR UN SONIDO PERFECTO:

- ✓ Sonido cristalino al oír el televisor
- ✓ Disfrute en sus audífonos la transmisión de su música y sus audiolibros
- ✓ Comprenda sin esfuerzo a interlocutores distantes
- ✓ Haga llamadas con manos libres



AUDÍFONOS „MADE IN GERMANY“.

audifon desarrolla y produce audífonos modernos y potentes en su centro de calidad de Alemania. En más de 65 países, hay personas que confían en la tecnología y la probada eficacia de nuestros audífonos.

¡Convéncase usted también de las ventajas de nuestra tecnología inteligente para audífonos “Made in Germany”! Conozca nuestros audífonos Wings.

CE 0297

Los productos descritos han sido sometidos a evaluaciones de conformidad independientes y cumplen los reglamentos o directivas UE exigidos. Si en el cumplimiento ha intervenido un organismo notificado, el número de cuatro cifras identifica al organismo notificado.

MADE IN GERMANY

