

HÖREN SIE INS LEBEN REIN

●● Hörsysteme und Zubehör von audifon



INHALT

- Hörverlust rechtzeitig erkennen - Lebensqualität gewinnen..... 3
- Qualität in Design und Produktion..... 4
- Mit beiden Ohren hören Sie besser..... 6
- Auswirkungen von Hörverlust auf das Sprachverstehen7
- HINTER-DEM-OHR-SYSTEME 8
 - Farben.....10
 - Zubehör11
- IM-OHR-HÖRSYSTEME 12
 - Natürlicher Sound und optimales Sprachverstehen 14
 - Leichteres Verstehen in geräuschvollen Umgebungen..... 16
 - Pflege Ihrer Hörsysteme 18

•• Hörverlust rechtzeitig erkennen - Lebensqualität gewinnen

Hörverlust ist ein schleichender Prozess, der lange Zeit unbemerkt voranschreitet. Hörprobleme werden daher meist zu spät erkannt und behandelt.

Wussten Sie, dass dies vor allem für ältere Menschen große Probleme mit sich bringen kann?

Unbehandelt erschweren Hörprobleme nicht nur die Teilnahme am sozialen Leben. Unser Gehirn verlernt zudem mit verloren gegangenen Tönen umzugehen – ähnlich einem Muskel, der nicht trainiert wird. In Folge dessen wird das Sprachverstehen, insbesondere

in anspruchsvollen Situationen, zunehmend schwieriger.

Hals-Nasen-Ohren-Ärzte und Hörakustiker raten daher bei vorliegender Schwerhörigkeit zur frühzeitigen Nutzung von Hörsystemen.

Wenn auch Sie von Hörverlust betroffen sind: Handeln Sie rechtzeitig! Lassen Sie sich bei Ihrem Hörakustiker beraten. Ein kostenloser Hörtest gibt Ihnen Sicherheit und dauert nur wenige Minuten.

•• Qualität in Design und Produktion

Wir sind der Ansicht, dass das Tragen eines modernen, leistungsstarken Hörsystems genauso selbstverständlich sein sollte wie das Tragen einer Brille. Hierfür kombinieren wir modernste Technik und höchste Zuverlässigkeit miteinander. Denn unser Anspruch ist es, Ihnen in allen Lebenslagen wieder gutes Hören zu ermöglichen.

Damit Sie von einem optimalen Hörerlebnis profitieren, entwickeln und produzieren wir am Qualitätsstandort Deutschland.

Wenn Sie sich Gedanken über die Optik von Hörsystemen machen sollten:

Ist Ihnen bewusst, dass diese heute kaum noch von kabellosen Kopfhörern zu unter-

scheiden sind, auf die viele Musikliebhaber nicht mehr verzichten möchten?

Übrigens, mit Hörsystemen von audifon erleben auch Sie endlich wieder großen Musikgenuss.

Qualität in Design und Produktion sowie ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis sind die Basis unseres Erfolgs. Vertrauen daher auch Sie auf unsere Erfahrung!

Erleben Sie die Vorzüge moderner Hörsystem-Technologie „made in Germany“.



•• Mit beiden Ohren hören Sie besser

Die menschlichen Sinnesorgane sind mehrdimensional angelegt: Zwei Augen ermöglichen uns das dreidimensionale Sehen. Mit zwei Nasenflügeln lokalisieren wir Gerüche. Nur mit zwei gleich gut funktionierenden Ohren kann der Mensch sich räumlich orientieren, von einer guten Sprachverständlichkeit sowie hohen Klangqualität profitieren.


Bei den meisten Hörverlusten gewährleisten deshalb nur zwei Hörsysteme, dass akustische Reize mit beiden Ohren gleich gut verarbeitet werden.

Ein Hörverlust ist schleichend und schreitet oft unbemerkt voran. Geräusche werden leiser, verschwimmen und erschweren das Verstehen dadurch erheblich.

Infolgedessen können ähnlich klingende Buchstaben wie t, d, b, k oder g nicht mehr unterschieden werden. Worte klingen nahezu gleich. Einer Unterhaltung zu folgen, wird immer anstrengender – eine höchst stressige Situation.

In der rechts abgebildeten „Sprachbanane“ (grau schattiert) wird der Lautstärke- und Tonhöhenbereich hervorgehoben, in welchem gesprochene Sprache am häufigsten vorkommt. Erfahrungsgemäß nimmt zuerst das Hören der hohen Frequenzen ab.

•• Auswirkungen von Hörverlust auf das Sprachverstehen



Frequenz, gemessen in Hertz (Hz)

Im Durchschnitt hören Menschen Frequenzen zwischen 20 und 20.000 Hertz. Mit zunehmendem Alter verringert sich die Hörbarkeit der oberen Frequenzen.

Schalldruckpegel, gemessen in Dezibel (dB)

Der Schalldruckpegel bestimmt die Lautstärke eines Geräusches. Je höher er ist, desto lauter wird ein Ton empfunden.

HINTER-DEM-OHR-HÖRSYSTEME

Hörsysteme von audifon überzeugen sowohl durch Technik als auch durch Design und Bedienkomfort.

Gemeinsam mit Ihrem Hörakustiker wählen Sie das für Sie passende Hörsystem-Modell, welches Ihren individuellen Bedürfnissen am besten gerecht wird.

Unsere Hinter-dem-Ohr-Hörsysteme sind optional mit 2,4 GHz Bluetooth-Technologie verfügbar. Diese Konnektivität ermöglicht einerseits die Übertragung von Sounds und andererseits die Nutzung der audifon-App als Fernbedienung für Ihre Hörsysteme.



RITE-Gerät mit Höreinheit

IHR VORTEIL

- höhere Klangqualität durch Platzierung des Lautsprechers im Gehörgang
- kaum spürbar
- leicht einsetzbar
- von anderen kaum bemerkbar
- natürlicher Klang, da der Gehörgang nicht verschlossen wird
- flexibel auch im Falle einer Hörverschlechterung
- optional: Konnektivität & Streaming
- optional: mit Lithium-Ionen-Akku



Mit mittlerer Verstärkung

IHR VORTEIL

- leichte Bedienung
- leicht einsetzbar
- optimaler Sitz
- optional: mit dünnerem Schlauch erhältlich, dadurch am Ohr unauffälliger
- optional: Konnektivität & Streaming



Mit extra hoher Verstärkung


IHR VORTEIL

- hohe Verstärkungswerte bei starkem Hörverlust
- leichte Bedienung
- leicht einsetzbar
- optimaler Sitz

Abbildungen beispielhaft

•• Farben

Der Auswahl einer für Sie geeigneten Hörsystem-Bauform folgt Ihre Entscheidung für eine lackierte oder unlackierte Farbe* aus unserer Palette – passend zu den unterschiedlichsten Haarfarben und Hauttönen.



* Die gezeigte Farbpalette steht nicht für alle Modelle zur Verfügung.

•• Zubehör



charge & dry

IHR VORTEIL

- komfortable Aufladung & Trocknung Ihrer Akku-betriebenen Hörsysteme
- Ladestation ermöglicht dank Powerbank bis zu 3 x Wiederaufladen



multistreamer pro*

IHR VORTEIL

all-in-one: direkte Übertragung externer Audioquellen zu den Hörsystemen:

- kristallklarer Klang des TV-Tons
- entspannter Musik- und Hörbuch-Genuss
- Remote-Mikrofon für müheloses Verstehen weiter entfernter Gesprächspartner, z. B. bei Konferenzen
- freihändiges Telefonieren

*Optionales Zubehör

IM-OHR-HÖRSYSTEME

Sie bevorzugen den diskreten Hörgenuss? Im-Ohr-Hörsysteme von audifon überzeugen Sie mit Leistung, die Sie hören und spüren können.



Standard Im-Ohr-Hörsysteme

IHR VORTEIL

- leicht einsetzbar
- sitzt am natürlichen Ort für die Schallaufnahme
- optimal für Brillenträger



Mini Im-Ohr-Hörsysteme

IHR VORTEIL

- dezent und für andere kaum sichtbar
- leicht einsetzbar
- sitzt am natürlichen Ort für die Schallaufnahme
- optimal für Brillenträger



Micro Im-Ohr-Hörsysteme

IHR VORTEIL

- kleinstmögliche Bauform
- fast unsichtbar für andere
- sitzt am natürlichen Ort für die Schallaufnahme
- optimal für Brillenträger

Abbildungen beispielhaft





• Natürlicher Sound und optimales Sprachverstehen

Mit Ihren Hörsystemen von audifon können Sie wieder voll am Leben teilnehmen – dank verschiedener Einstellmöglichkeiten auch in herausfordernden Hörsituationen.

Die Klangqualität unserer Hörsysteme ist überzeugend natürlich.



10K HD SOUND
Volles Klangspektrum für Ihre Ohren

IHR VORTEIL

- mit einer Audiobandbreite von bis zu 10 Kilohertz kommen unsere Hörsysteme dem natürlichen Hörvermögen sehr nah und ermöglichen so u. a., Gesprächspartner besser zu verstehen
- insbesondere beim Musikhören von einem natürlichen Klang profitieren



ADAPTIVER SOUND ZOOM
Das Wesentliche im Fokus

IHR VORTEIL

- Ihr audifon Hörsystem richtet sich automatisch auf die Schallquelle aus, z.B. einen Gesprächspartner
- besserer Fokus auf den Inhalt während eines Gesprächs
- Verringerung von Hintergrundgeräuschen
- mehr Hörkomfort in geräuschvoller Umgebung



SCENE DETECT
Optimal hören in jeder Situation

IHR VORTEIL

- Ihr audifon Hörsystem erkennt automatisch unterschiedliche Hörsituationen, wie z. B. „Sprache in Lärm“, „Wind“ oder „Musik“; stellt sich somit automatisch auf die Hörsituation ein, ohne manuelle Veränderungen vornehmen zu müssen
- ermöglicht optimales Sprachverstehen – unabhängig von der Situation, in der Sie sich befinden



•• Leichteres Verstehen in geräuschvollen Umgebungen

Täglich finden wir uns in verschiedensten geräuschvollen Umgebungen wieder. Damit jedoch nur jene Klänge/Signale verstärkt werden, die Ihnen wichtig sind, haben wir unsere audifon Hörsysteme mit verschiedensten Technologien ausgestattet. Diese ermöglichen Ihnen eine entspannte Unterhaltung in geräuschvollen Momenten.



ADAPTIVE FEEDBACK
GUARD
Nie wieder lästiges Pfeifen

IHR VORTEIL

- unangenehme Pfeifgeräusche werden unterbunden
- unbeschwertes Tragen der Hörsysteme



ADAPTIVE NOISE GUARD &
MACHINE NOISE GUARD
Hörkomfort in lauten
Situationen

IHR VORTEIL

- reduziert im Bruchteil von Sekunden die Lautstärke besonders intensiver Geräuschquellen, z. B. Staubsauger, Klimaanlage oder Straßenbahnen
- gleichzeitig bleibt die Sprache erhalten und das Verstehen fällt leichter



WIND SHIELD
Reduzierung von
Windgeräuschen

IHR VORTEIL

- ob beim Spaziergang am Meer, während einer Fahrradtour oder einem Stadtbummel: dank Windgeräusch-Unterdrückung genießen Sie ganz entspannt alle Aktivitäten im Freien

•• Pflege Ihrer Hörsysteme

Eins haben alle Hörsysteme gemeinsam: Sie stehen in direktem Hautkontakt und sind hierdurch z.B. Schweiß ausgesetzt. Auf Dauer kann dies Schäden am Gerät hervorrufen. Sowohl die Hinter-dem-Ohr-Hörsysteme als auch die In-dem-Ohr-Hörsysteme von audifon sind daher so gefertigt, dass Feuchtigkeitsschäden vorgebeugt werden.

Trotzdem sollten Sie Ihre Hörsysteme täglich trocknen. Um deren einwandfreie Funktion und somit Ihre Freude am Hören langfristig sicherzustellen, bietet audifon Pflegeprodukte an. Lassen Sie sich durch Ihren Hörakustiker beraten.



PRO CARE PFLEGESERIE

IHR VORTEIL

- spezielle Produkte zur hygienischen Reinigung und Trocknung: schonend und schnell
- verlängert die Haltbarkeit und Funktion Ihrer Hörsysteme

MG Développement
www.mg-development.com/
Kleinmann GmbH
<https://kleinmann.net/>



TROCKENSTATIONEN

IHR VORTEIL

- vollautomatische Trocknung Ihrer Hörgeräte auf Knopfdruck
- Desinfektion mittels UV-C-Licht
- ideal für Reisen

*Hörgeräte, elektronische Bauteile und Hörereinheiten sind nicht geeignet, diese in einem Ultraschall-Reinigungsgerät zu reinigen. Siehe dazu auch die weiterführenden Gebrauchsanweisungen.

flow-med GmbH · www.flow-med.com




U-SONIC ULTRASCHALLBAD

IHR VORTEIL

- hygienische Reinigung Ihrer Ohrpassstücke*
- einfach den Reinigungsvorgang starten, alles andere erledigt das Ultraschallbad vollautomatisch

Ihr Hörakustiker



Die beschriebenen Produkte wurden separaten Konformitätsbewertungen unterzogen und erfüllen die erforderlichen EU-Bestimmungen oder -Richtlinien.

Sofern bei der Erfüllung eine notifizierte Stelle involviert war, benennt die vierstellige Nummer die notifizierte Stelle.

003077-002-339-1817 2025-12

M A D E I N G E R M A N Y

