

●● multistreamer pro

Bluetooth-Technologie für bequemes Streaming
externer Audioquellen

- Kristallklarer Klang des TV-Tons
- Entspannter Musik- und Hörbuch-Genuss
- Müheloses Verstehen weiter entfernter Gesprächspartner, z.B. bei Konferenzen
- Freihändiges Telefonieren



Nutzen Sie den multistreamer pro, um Ihre Wings-Hörgeräte von audifon mit Android- und anderen Bluetooth-fähigen Geräten zu verbinden.

Setzen Sie den multistreamer pro zur Übertragung eines Audiosignals (z.B. vom TV) oder als Tischmikrofon in akustisch anspruchsvollen Situationen (z.B. Restaurant/ Konferenz) ein.

Der multistreamer pro ist ein optionales Zubehör für alle Wings-Hörgeräte von audifon:

- lewi R Li/ risa R Li
- lewi R/ risa R
- lewi S/ risa S

Technische Informationen

- Lautstärke-Regelung während des Musikstreaming
- Audio-Streaming (Stereo) via A2DP-Control
- Telefonverbindung mit HFP (handsfree profile) oder HSP (headset profile)-Protokoll
- Streaming mittels 3,5 mm Audio input (TV/ mp3-player)
- Live-Mikrofon-Modus
- Lithium-Ionen-Batterie mit 200 mAh
- Audiobandbreite 7 kHz
- Frequenzbereich: 2.402 – 2.480 MHz
- Verbindung mit einem oder zwei Hörgeräten
- Bluetooth 5.0 Protokoll: Bluetooth Classic und Bluetooth Low Energy

Die übertragenen Signale werden zwischen den gekoppelten Geräten verschlüsselt ausgetauscht.

| Akku-Laufzeit | Größe und Gewicht |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Standby: bis zu 18 Stunden • Streaming: bis zu 8 Stunden • Ladezeit: 5 Stunden | <ul style="list-style-type: none"> • L 5,8 x B 2,8 x H 1,7 cm • Gewicht: 17 g |
| Standards | |
| EU: <ul style="list-style-type: none"> • EN 300 328 V2.2.2 • EN 301 489-1 V2.2.3 • EN 301 489-17 V3.3.1 • EN IEC 62368-1:2024+A11:2024 | USA: <ul style="list-style-type: none"> • FCC CFR47 Teil 15.247 |

CE  FCC Nummer YU2-MS2