

●● multistreamer pro

Tecnología Bluetooth para transmitir cómodamente audio desde fuentes externas

- Sonido de TV nítido
- Disfrute relajado de música y audiolibros
- Comprensión sin esfuerzo de interlocutores distantes, por ejemplo, durante conferencias, gracias al micrófono remoto
- Teléfono manos libres



Utilice audifon multistreamer pro para conectar sus audífonos audifon Wings a Android y otros dispositivos con Bluetooth.

Utilice el multistreamer pro para transmitir una señal de audio (por ejemplo, desde el televisor) o como micrófono de mesa en situaciones acústicamente exigentes (por ejemplo, restaurante/ conferencia).

El multistreamer pro es un accesorio opcional para todos los audífonos Wings de audifon:

- lewi R Li/ risa R Li
- lewi R/ risa R
- lewi S/ risa S

Información técnica

- Control de volumen durante la transmisión de música
- Transmisión de audio (estéreo) mediante control A2DP
- Conexión telefónica con protocolo HFP (perfil manos libres) o HSP (perfil auriculares)
- Streaming a través de entrada de audio de 3,5 mm (TV/ reproductor mp3)
- Modo de micrófono en directo
- Batería de iones de litio de 200 mAh
- Ancho de banda de audio de 7 kHz
- Rango de frecuencia: 2.402 – 2.480 MHz
- Conexión con uno o dos audífonos
- Protocolo Bluetooth 5.0: Bluetooth Classic y Bluetooth Low Energy

Las señales transmitidas se intercambian entre los dispositivos emparejados de forma cifrada.

Autonomía de la batería	Tamaño y peso
<ul style="list-style-type: none"> • En espera: hasta 18 horas • Streaming: hasta 8 horas • Tiempo de carga: 5 horas 	<ul style="list-style-type: none"> • L 5,8 x An 2,8 x Al 1,7 cm • Peso: 17 gr.
Estándar	
EU: <ul style="list-style-type: none"> • EN 300 328 V2.2.2 • EN 301 489-1 V2.2.3 • EN 301 489-17 V3.3.1 • EN IEC 62368-1:2024+A11:2024 	USA: <ul style="list-style-type: none"> • FCC CFR47 parte 15.247

  FCC número YU2-MS2