


## ●● sueno pro R



- Módulo tinnitus
- 9 Canales
- Max. 4 programas
- Conmutador balancín (Rocker switch)
- Alarma de pila baja
- Encendido retardado
- Data Logging
- Opciones: Power Sleeve
- Capa repelente al agua
- Accesorios: Receptor externo S, Molde, clip concha, filtro anticerumen

### Datos técnicos

	EN 60118-7:2005 (Acoplador 2cm <sup>3</sup> )	EN 60118-0/A1:1994 (Simulador de oído)	ANSI S3.22-2014 (Acoplador 2cm <sup>3</sup> )
<b>Voltaje de funcionamiento</b>	1,30 V	1,30 V	1,30 V
<b>Corriente de pila</b>	1,05 mA	1,05 mA	1,05 mA
<b>Tipo de pila</b>	312	312	312
<b>Rendimiento promedio de pila</b>	130 h	130 h	130 h
<b>Enmascarador de tinnitus</b>			
Nivel de ruido (RMS)	70	79	70
Rango de frecuencia	100 Hz–8000 Hz	100 Hz–8000 Hz	100 Hz–8000 Hz



- 1 Unidad auricular
- 2 Conmutador balancín (Rocker switch)
- 3 Compartimiento de pila

### Estándar



### Programación

Cable:	Set de cables J o K
Pila:	sin pila
Caja de programación:	HI-PRO HI-PRO II HI-PRO USB NOAHlink
Software:	audifit 5.6

Estas curvas están medidas con el simulador de oído (EN 60318-4:2010) en condiciones de medición.

